


Souprava pro barvení preparátů | KARTELL

Plastová souprava pro barvení standardních mikroskopel

- Černá barva plastové soupravy
- Víčko barvicí nádoby je pro světlo absolutně nepropustné

Technické parametry

Materiál:	stojánek a barvicí nádoba POM, zásobník PS
Kapacita držáku mikroskopel:	25 mikroskopických podložních skel 76 × 26 mm



Souprava pro barvení preparátů

Popis	Rozměry (mm)	Balení	Katalogové číslo
Držák mikroskopel	91 × 79 × 38	1 ks	K001100
Barvicí nádoba a držák mikroskopel	100 × 87 × 51	1 sada*	K001102
Zásobník na 4 držáky	192 × 169 × 39	1 ks	K001103

*Kompletní sada obsahuje barvicí nádobku (kat. č. K001101) a držák mikroskopel (kat. č. K001100)