

Špachtle vyšetřovací

Sterilní a nesterilní špachtle určené k jednorázovému použití

- Špachtle k vyšetření ústní dutiny nebo aplikaci léčebných prostředků
- Sterilní špachtle jsou baleny jednotlivě

Technické parametry

Délka :	150 mm
Šířka:	20 mm



Materiál	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
PS	ne	1500	R.XL59.2
dřevo	ne	100	R.EH10.1
dřevo	ne	5000	R.EH10.2
dřevo	ano	1000	R.XL58.2