

Špachtle/lžička jednorázová PS

Jednorázové špachtle se lžičkou sterilní/nesterilní.

- Chemicky stabilní
- Sterilní špachtle jsou balené jednotlivě
- Vhodné i pro potravinářské účely

Technické parametry

Materiál:	PS
Objem lžičky:	0,5 ml
Délka čepele:	17 mm



Špachtle

Popis	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
Jednorázová špachtle/lžička	ano	100	R.HEP5.1
Jednorázová špachtle/lžička	ne	100	R.HEP4.1