

Špičky Finntip

Originální špičky pro pipety Finnpiquette

- Autoklárovatelné včetně krabiček

Technické parametry

Materiál:

PP



Typ špičky	Objem (μl)	Barva špičky	Barva stojánku	Balení	Katalogové číslo
Finntip 10	0,2 - 10	čirá	-	1 000 ks	F400310
Finntip 10	0,2 - 10	čirá	růžová	96 ks/krab	F400300
FT 200 žluté	5 - 200	žlutá	-	1 000 ks	F028401
FT 200 žluté	5 - 200	žlutá	-	96 ks/krab	F300150
Finntip 250 univ	0,5 - 250	čirá	-	1 000 ks	F400230
Finntip 250 univ	0,5 - 250	čirá	žlutá	96 ks/krab	F400210
Finntip 300	5 - 300	čirá	-	1 000 ks	F401260
Finntip 300	5 - 300	čirá	oranžová	96 ks/krab	F401230
FT 1000 modré	100-1 000	modrá	-	1 000 ks	F028402
FT 1000 modré	100-1 000	modrá	Modrá	60 ks/krab	F028412
Finntip 1000	100-1 000	čirá	-	1 000 ks	F401030
Finntip 1000	100-1 000	čirá	Modrá	96 ks/krab	F401110
Finntip 5 ml	1 000 - 5 000	čirá	-	500 ks	F402050
Finntip 5 ml	1 000 - 5 000	čirá	zelená	54 ks/krab	F028422
Finntip 10 ml	2 000 - 10 000	čirá	-	100 ks	F402151
Finntip 10 ml	2 000 - 10 000	čirá	Červená	24 ks/krab	F028423