

Špičky "Gel Cutting"


Špičky pro vyříznutí proteinových nebo DNA proužků z agarózového nebo SDS-PAGE gelu

- Umožňují přesné a bezpečné vyříznutí proteinových pásů a jejich následné převedení do mikrozkušavky
- Vyřezávací špičky lze použít s většinou standardních 1000µl automatických pipet
- Nesterilní autoklávovatelné špičky bez RNáz a DNáz

Technické parametry

Materiál:

PP



Špičky "Gel Cutting"

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vyřezávací špičky	4 x 1	250/bal.	R.CHA9.1
Vyřezávací špičky	4 x 1	5x48/krab.	R.CHC0.1
Vyřezávací špičky	7 x 1	250/bal.	R.CHC1.1
Vyřezávací špičky	7 x 1	5x48/krab.	R.CHC2.1