

Špičky makro | ROTH

Nesterilní špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Špičky o objemu 1-5 ml kompatibilní s většinou pipet BRAND a FINNPIPETTE
- Špičky o objemu 1-10 ml kompatibilní s pipetami ROTH, BRAND, SOCOREX, GILSON a EPPENDORF

Technické parametry

Materiál:

PP



Špička 1 - 5 ml pro BRAND a FINNPIPETTE



Špička 1 - 10 ml pro ROTH, BRAND, SOCOREX, GILSON a EPPENDORF



Špičky 1-5 ml v kartonu



Špičky 1-5 ml v boxu

Objem (ml)	Délka špičky (mm)	Typ balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
1 - 5	148	V sáčku	500	R.6946.2
1 - 5	148	Karton	1 x 75	R.6946.1
1 - 5	148	TipBox	1 x 50	R.XP93.1
1 - 10	154	V sáčku	100	R.1T7L.1