

Špičky mikro Vertex™ | SSI

Špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Nově vložka v krabičce barevně rozlišena - špičky 10 µl červeně, 200 µl žlutě a 1 000 µl modře
- Balení v sáčcích nebo robustních krabičkách snadno otevíratelných jednou rukou
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů
- Pokud si potřebujete ověřit jejich použitelnost pro vaši pipetu, napište nám, rádi vám pošleme vzorky

Technické parametry

Materiál:

PP



Typ špičky	Objem (µl)	Barva	Graduace (µl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
mikro gilson typ	10	čirá	ne	1 000/bal.	U104000
mikro gilson typ	10	čirá	2 a 10	96/krab.	U411700.1
mikro gilson typ	10	čirá	2 a 10	10x96/krab.	U411700.2
mikro XL délka 45 mm	10	čirá	2 a 10	1 000/bal.	U413005
mikro XL délka 45 mm	10	čirá	2 a 10	96/krab.	U413700.1
mikro XL délka 45 mm	10	čirá	2 a 10	10x96/krab.	U413700.2
200 univerzální	200	čirá	10, 50 a 100	1 000/bal.	U021600
200 univerzální	200	čirá	10, 50 a 100	96/krab.	U021605.1
200 univerzální	200	čirá	10, 50 a 100	10x96/krab.	U021605.2
200 univerzální	200	žlutá	10, 50 a 100	1 000/bal.	U028420

200 univerzální	200	žlutá	10, 50 a 100	96/krab.	U028422.1
200 univerzální	200	žlutá	10, 50 a 100	10x96/krab.	U028422.2
1 000 univerzální	1 000	modrá	100, 500 a 1000	1 000/bal.	U100020
1 000 univerzální	1 000	modrá	100, 500 a 1000	96/krab.	U100022.1
1 000 univerzální	1 000	modrá	100, 500 a 1000	10x96/krab.	U100022.2