


## Špičky "OneTouch"

Extra dlouhé špičky s pružnou barevnou manžetou

- Pružná manžeta umožňuje použití s většinou automatických pipet
- Malý tlak pro těsné nasazení špičky na kónus pipety
- Minimální síla potřebná pro shození špiček z kónusů multikanálových pipet
- Měkká manžeta nedeformuje kónus a prodlužuje životnost pipet
- Nepyrogeenní špičky bez RNáz a DNáz, lidské DNA a PCR inhibitorů

### Technické parametry

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Vhodné pro pipety: | Biohit, BRAND, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, SOCOREX |
| Materiál manžety:  | TPE (termoplastický elastomer)                         |
| Materiál špičky:   | krystalicky čistý PP                                   |
| Materiál krabičky: | PP                                                     |
| Balení:            | 8 x 12 špiček v krabičce                               |



## Špičky bez filtru


Sterilní i nesterilní špičky v krabičkách

### Technické parametry

Balení: 1 krabička (96 ks) nebo 10 krabiček (10 x 96 ks)

| Objem (μl) | Barva manžety | Sterilita | Balení     | Katalogové číslo |
|------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 0,1 - 20   | červená       | ne        | 96 ks      | I100941.1        |
| 0,1 - 20   | červená       | ne        | 10 x 96 ks | I100941.2        |
| 0,1 - 20   | červená       | ano       | 10 x 96 ks | I101041          |
| 1 - 350    | žlutá         | ne        | 96 ks      | I169041.1        |
| 1 - 350    | žlutá         | ne        | 10 x 96 ks | I169041.2        |

|           |       |     |            |           |
|-----------|-------|-----|------------|-----------|
| 1 - 350   | žlutá | ano | 10 x 96 ks | I169141   |
| 50 - 1250 | modrá | ne  | 96 ks      | I101441.1 |
| 50 - 1250 | modrá | ne  | 8 x 96 ks  | I101441.2 |
| 50 - 1250 | modrá | ano | 8 x 96 ks  | I101541   |



## Špičky s filtrem

Sterilní špičky v krabičkách

- Inertní hydrofobní filtr brání vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

| Objem (μl) | Barva manžety | Sterilita | Balení     | Katalogové číslo |
|------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 0,1 - 20   | červená       | ano       | 10 x 96 ks | I101241          |
| 1 - 350    | žlutá         | ano       | 10 x 96 ks | I169341          |
| 50 - 1250  | modrá         | ano       | 8 x 96 ks  | I101741          |

