

Špičky s velkým otvorem Vertex™ | SSI

Špičky pro pipetování suspenzí a viskózních kapalin

- Extra velký otvor brání mechanickému poškození buněk při pipetování
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů
- Pokud si potřebujete ověřit jejich použitelnost pro vaši pipetu, napište nám, rádi vám pošleme vzorky

Technické parametry

Materiál:

PP



Typ špičky	Objem (μl)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
200 univerzální	10 - 200	čirá	10x96/krab.	U405009
200 univerzální	10 - 200	čirá	1 000/bal.	U405010
1 000 univerzální	200 - 1 000	čirá	1 000/bal.	U439000