

Spin-X® mikrozukumavky centrifugační s filtrem

Kolonky s filtrem z acetátu celulózy nebo z nylonu v centrifugačních mikrozukumavkách

- Centrifugační mikrozukumavky o objemu 2 ml s vkládací kolonkou o objemu 500 µl s filtrem z acetátu celulózy, či z nylonu
- Vhodné pro odstranění bakterií, buněk a částic z tekutin, přípravu vzorků pro HPLC a odstraňování DNA z agarózových či polyakrylamidových gelů

Technické parametry

Materiál mikrozukumavky:	PP
Objem mikrozukumavky (ml):	2
Objem kolonky (µl):	500
Max. RCF:	16000 x g



Spin-X® filtry do centrifugačních mikrozukumavek

Materiál membrány	Porozita (µm)	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
CA	0,22	ano	96	C008160
CA	0,22	ne	100	C008161
CA	0,45	ano	96	C008162
CA	0,45	ne	100	C008163
Nylon	0,22	ne	200	C008169
Nylon	0,45	ne	200	C008170
bez membrány	---	ne	1000	C009301

Produkt L009301: tyto filtry neobsahují žádnou membránu, ale mají spojené dno s fritou na vložce o objemu 500 µl, která se hodí do mikrocentrifugy