


Sterilní špičky "Ultra Low Retention" s filtrem BIO-CERT® | BRAND

Špičky s filtrem s vysoce hydrofobním vnitřním povrchem a certifikovanou, mimořádně vysokou čistotou

- Špičky jsou vyráběny v kontrolovaném čistém prostoru bez použití separačních prostředků a jsou automaticky baleny
- Špičky bez DNA (<40 fg), RNáz (<8,6 fg), endotoxinů (<1 pg) a ATP (<1 fg) pro přesné a náročné analýzy
- Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček snižuje adhezi na stěnách a tak omezuje ztráty pipetovaného vzorku
- Inertní hydrofobní filtr zabraňuje vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím
- Špičky jsou testovány výrobcem pro použití s většinou pipet Brand, Gilson, Eppendorf, BIOHIT a FINNPIPETTE
- Špičky jsou dodávány v autoklávodatelné barevně kódované krabičce (balení TipBox)
- Sterilizace je prováděna beta zářením podle ISO 11 137 a AAMI Guidelines dávkou nejméně 12,1 kGy, zaručená hodnota SAL 10^{-6}
- Špičky včetně krabiček jsou autoklávodatelné při teplotě 121° C a tlaku 2 barů
- **UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu omezené dostupnosti v souvislosti s pandemií Covid-19 dodáváme do odvolání toto zboží pouze koncovým zákazníkům, kteří jej od nás již v minulosti odebírali.

Technické parametry

Materiál špiček:	čirý PP, bez di(2-hydroxyethyl)methyldecylammonia (DiHEMDA) a 9-octadecenamidu (Oleamid)
Materiál filtru:	PE, bez chemických aditiv
Maximální obsah DNA:	< 4×10^{-14} g (= 40 fg) na 1 špičku
Maximální obsah RNáz:	< 8.6×10^{-15} g (= 8.6 fg) na 1 špičku
Maximální obsah endotoxinů (LAL test):	< 1×10^{-12} g (= 1 pg) na 1 špičku
Maximální obsah ATP:	< 1×10^{-15} g (= 1 fg) na 1 špičku



Sterilní špičky "Ultra Low Retention" s filtrem BIO-CERT®



TipRack Brand



TipBox Brand

Objem (μl)	Typ balení	Barva zásobníku	Množství	Katalogové číslo
0,1-1	TipBox	šedá	10x96 ks	P732822
0,5-10	TipBox	šedá	10x96 ks	P732824
1-20	TipBox	šedá	10x96 ks	P732826
2-20	TipBox	žlutá	10x96 ks	P732828
5-100	TipBox	žlutá	10x96 ks	P732830
5-200	TipBox	žlutá	10x96 ks	P732832
50-1000	TipBox	modrá	10x96 ks	P732834