

Stojánek a krabička "2 v 1" pro 96 (8 x 12) mikrozkušavek | HEATHROW SCIENTIFIC

Oboustranný stojánek pro 0,5ml, 1,5/2ml mikrozkušavky s alfanumerickým popisem pozic

- 8 x 12 otvorů pro 0,5ml mikrozkušavky z jedné strany
- 8 x 12 otvorů pro 1,5/2ml mikrozkušavky z druhé strany
- Průhledné zacvakávací víčko s velkou popisovací plochou

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry stojánku:	246 x 121 x 25 mm
Výška s víčkem:	50 mm



Stojánek a krabička "2 v 1" pro 96 mikrozkušavek (8 x 12)

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čirá	1	R021671.N
Modrá	1	R021671.M
Zelená	1	R021671.Z
Růžová	1	R021671.R
Žlutá	1	R021671.Y