


Stojánek chladicí FastGene

Hliníkový chladicí stojánek na mikrozkušavky a 96-jamkovou PCR destičku

- Vysoká tepelná vodivost hliníku umožňuje spolehlivé, rychlé a rovnoměrné chlazení PCR plastiku i všech potřebných reakčních komponent
- Ideální pro teplotně citlivé vzorky (např. PCR enzymy)
- Vhodný pro 6 ks mikrozkušavek 1,5-2 ml, 8 ks PCR mikrozkušavek 0,5 ml a 96-jamkovou PCR destičku
- Autoklávatelný

Technické parametry

Materiál:	hliník
Rozměry (v x š x h):	35 (15) x 114 x 108 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek chladicí FastGene	1	N015832