

Stojánek chladící PS na zkumavky | HEATHROW SCIENTIFIC

Dvoudílný stojánek pro uchovávání teplotně citlivých materiálů na stole

- Spodní část stojáнку je tvořena nádobkou, kterou lze naplnit studenou vodou nebo rozdrobeným ledem
- Vyjímatelná horní část s otvory drží zkumavky v ledu ve svislé pozici

Technické parametry

Materiál:	pěnový PS
Kapacita stojáнку na zkumavky:	15 zkumavek 15 nebo 50 ml
Rozměry stojáнку na zkumavky:	276 × 164 × 134 mm



Stojánek chladící PS na zkumavky

Popis	Zkumavky (ml)	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
Chladící stojánek	15/50	15	1	I491441