


Stojánek COMBI-RACK a krabička COMBI-BOX pro PCR (8 × 12) | SIMPORT

Pro 96 PCR zkumavek 0,2 ml, 12 proužků s 8 zkumavkami nebo 96jamkovou PCR destičku


- Pro dlouhodobé uchovávání lze vložit do PCR krabičky COMBI-BOX
- 4 nožičky umožňují stavět stojánky na sebe pro úsporu místa
- Alfanaumerický identifikační systém
- Stojánek je použitelný od –80 do +121 °C

Technické parametry

Materiál stojánku:	modrý PP
Materiál krabičky:	PVC (čiré víko, bílé dno)
Rozměry stojánku (š × h × v) :	85 × 127 × 30 mm
Rozměry krabičky (š × h × v) :	114 × 153 × 40 mm



Stojánek COMBI-RACK pro PCR



Krabička COMBI-BOX pro PCR

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR stojánek COMBI-RACK	5	U003271
Krabička pro PCR stojánek COMBI-RACK	5	U003270