

Stojánek kombi "4 v 1" Revolver | SSI

Sada 4 barevných stojánků, které lze spojit k sobě a nastavit dle potřeby

- Rotační a zámkový systém spojování jednotlivých stojánků umožňuje zvolit optimální kombinaci otvorů
- Každý stojánek má otvory pro zkumavky 50 a 15 ml, mikrozukmavky 1,5/2,0 a 0,5 ml a PCR mikrozukmavky 0,2 ml nebo stripy po 8 zkumavkách
- Spojením dvou stojánků lze sestavit konfiguraci pro standardní 8 × 12 jamkovou PCR destičku nebo proužky po 12 zkumavkách

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	108 × 108 × 69 mm
Barvy stojánků:	modrá, zelená, červená, žlutá

Zkumavky	50 ml	15 ml	1,5/2,0 ml	0,5 ml	0,2 ml PCR
Počet otvorů v jednom stojánku	2	8	12	6	48



Popis	Balení	Katalogové číslo
Nastavitelný stojánek kombi "4 v 1"	1 sada (4 ks)	U540559