

Stojánek kulatý nerezový

Autoklávovatelný stojánek do vodní lázně nebo autoklávu

- Třípatrové stojánky s otvory průměru 20 mm
- Držadlo pro snadné přenášení

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel 18/10

Výška stojánku: 165 mm (bez držadla)



Stojánek kulatý nerezový

Popis	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
98	9	1	I900551
116	12	1	I900651
194	45	1	I900751