


Stojánek na 1,5ml mikrozkušavky (6 × 4) | NALGENE

Praktický a mechanicky vysoce odolný stojánek

- Alfanaumerický popis pro snadnou identifikaci polohy zkumavky
- Prázdné i plné stojánky lze stavět na sebe
- Vysoká odolnost za extrémních podmínek (autoklávování, mechanické mytí, chemická dezinfekce a nízké teploty)

Technické parametry

Materiál:	polyketon
Teplotní rozsah:	–70 až +121 °C
Rozměr:	93 × 146 × 55 mm
Barva:	bílá



Stojánek na 1,5ml mikrozkušavky (6 × 4)

Mikrozkušavky (ml)	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,5	4 × 6	1	R508211