

Stojánek na 1 centrifugační zkumavku 50 ml

Plastový stojánek pro snadnou manipulaci se zkumavkou

- Modrý stojánek k těsnému zasunutí - drží na zkumavce i při přenášení
- Bílý stojánek umožňující volné vložení a vyjmutí zkumavky

Technické parametry

Materiál:	PS
Rozměry:	průměr 85 mm, výška 28 mm



Stojánek na 1 centrifugační zkumavku 50 ml



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Plastový stojánek volný	bílá	5	A187950
Plastový stojánek těsný	modrá	5	A187951