

Stojánek na 1 kónickou centrifugační zkumavku 15 nebo 50 ml

Autoklávatelný stojánek pro snadnou manipulaci s jednou centrifugační zkumavkou

- Konstrukce stojánku nebrání vizuální kontrole obsahu zkumavky
- Vkládání zkumavky a přenášení stojánku jednou rukou

Technické parametry

Materiál:	bílý PP
Rozměry:	průměr 77 mm, výška 66 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na zkumavku 15 nebo 50 ml	1	A187960

Stojánek se dodává rozložený.

Lze jej nevratně složit pro použití buď s kónickou zkumavkou 15 ml nebo 50 ml.