

Stojánek na 5ml mikrozukavky typu Eppendorf (4 × 10) | BEL-ART

Autoklávatelný stojánek vyrobený speciálně pro 5ml mikrozukavky typu Eppendorf

- Stojánek lze použít i pro ostatní mikrozukavky o průměru 13 až 16 mm
- Držadla pro snadné přenášení na obou koncích stojánu

Technické parametry

Materiál:	PP
Kapacita stojánu:	40 mikrozukavek
Uspořádání:	4 × 10 otvorů
Barva:	bílá
Rozměry (š × d × v):	26,0 × 11,3 × 10,5 cm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na mikrozukavky 5 ml	1	A185134