

Stojánek na centrifugační zkumavky a zkumavky na buněčné kultury | TPP

Pro 8 centrifugační a TK zkumavek

- Pro [zkumavky na tkáňové kultury](#)
- Ideální pro ukládání zploštělých zkumavek v bezpečné horizontální poloze v CO² inkubátoru

Technické parametry

Materiál:	PP
Kapacita stojánku:	8 x zploštělá zkumavka N912430, nebo 8 x 15ml centrifugační zkumavka, nebo 8 x 5ml zkumavka pro TK N911060
Rozměry:	200 x 88 x 72 mm



Stojánek na centrifugační zkumavky a zkumavky na buněčné kultury

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na centrifugační a TK zkumavky	1	N990180