

Stojánek na kryozkumavky | SIMPORT

Pro stojící zamrazovací zkumavky SIMPORT průměru 12,5 mm (1,2 až 5,0 ml)

- Zářezy v otvoru stojáčku a odpovídající zuby na dně zkumavky drží zkumavku v pevné poloze
- Autoklávovatelný stojánek umožňuje zavírání a otvírání zkumavek jednou rukou

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	200 × 100 × 25 mm
Počet zkumavek:	5 × 10



Stojánek na zamrazovací zkumavky

Barva stojáčku	Balení (ks)	Katalogové číslo
Modrá	1	R155141.M
Červená	1	R155141.R
Fialová	1	R155141.F