

Stojánek na kyvety NMR

Stojánek pro 72 NMR kyvet průměru 5 mm

- 72 otvorů na kyvety v horní desce, polokulové jamky ve spodní úrovni pro zajištění stability
- Postranní úchyty pro snadnou manipulaci
- Autoklávatelné

Technické parametry

Materiál:	PP
Pro kyvety o délce:	178 mm
Pro kyvety o vnějším průměru:	5 mm
Rozměry (v x š x h):	210 x 11 x 220 mm



Stojánek na kyvety

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na kyvety	1	R.YA94.1