

Stojánek na lékovky a transportní zkumavky | BEL-ART

Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti - stojánek neplave

Technické parametry

Materiál:

PP

Rozměry (š × h × v):

128 × 105 × 43 mm



Stojánek na lékovky a transportní zkumavky

Průměr zkumavek (mm)	Počet otvorů	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	6 × 7	1	A851013
16	5 × 6	1	A851016
20	4 × 5	1	A851020
25	3 × 4	1	A851025
30	2 × 3	1	A851030