

Stojánek na mikrozukumavky blokový (5 × 16) | SSI

Na 1,5 a 2ml mikrozukumavky typ Eppendorf a mikrozukumavky se šroubovacím víčkem

- 80 míst (5 × 16) pro mikrozukumavky 1,5 a 2,0 ml
- Číslované pozice pro snadnou orientaci
- Vhodné pro ukládání do mrazicích boxů

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−80 až +120 °C
Rozměry otvorů:	průměr 11 mm, hloubka 25 mm
Rozměry stojánku:	226 × 67 × 28 mm
Balení:	1 ks



Stojánek na mikrozukumavky blokový (5 × 16)

Standardní			Fluorescenční		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	R377122	modrá	1	R377111
zelená	1	R377222	zelená	1	R377211
oranžová	1	R377322	oranžová	1	R377311
červená	1	R377622	růžová	1	R377411
fialová	1	R377422	žlutá	1	R377511
žlutá	1	R377522			