

Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml | KARTELL

Stojánek pro 100 mikrozkušavek se zavřeným víčkem nebo 50 mikrozkušavek s otevřeným víčkem

- Možno použít ve vodní lázni i v ledové tříšti (neplave)
- Dodáváme v rozloženém stavu
- Popis pro snadnou identifikaci polohy zkušavky

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	263 × 109 × 45 mm
Průměr otvorů v horní desce stojáčku:	10,8 mm
Průměr otvorů v dolní desce stojáčku:	7,7 mm



Popis	Počet otvorů	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml	100	bílá	1	K000563.B
Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml	100	modrá	1	K000563.M
Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml	100	žlutá	1	K000563.Y
Stojánek na mikrozkušavky 1,5 ml	100	červená	1	K000563.R