

Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ | Simport

Všestranný stojánek vhodný nejen pro rýhované mikrozkušavky

- Všestranný stojánek vyrobený z vysoce odolného acetalu (acetalového polymeru), který odolá většině laboratorních chemikálií
- Drážky stojánku s rýhováním mikrozkušavek drží volně stojící zkumavky bezpečně na místě bez hnutí a protáčení při otevírání a zavírání - vhodné pro práci jednou rukou
- Stojánek je ponorný, udržuje stabilitu bez převrácení i ve vodní lázni a nerezaví
- Lehký a kompaktní design, stojánky jsou stohovatelné a šetří tedy místo, když nejsou používány
- Vhodný do inkubátorů, lednic, mrazáků a digestoří

Technické parametry

Rozměry (d x š x v):	115 mm x 293 mm x 39 mm
Materiál:	acetal
Počet otvorů :	50



Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™




Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ modrý



Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ žlutý



Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ fialový



Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ zelený



Stojánek na mikrozkušavky ONEHAND™ oranžový

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	S360500
žlutá	1	S360501
fialová	1	S360502
zelená	1	S360503
oranžová	1	S360504