

Stojánek na Petriho misky | INTERSCIENCE

Autoklávovatelné a jednoduše stohovatelné stojánky pro Petriho misky různých průměrů

- Pro bezpečnou manipulaci, přepravu a skladování Petriho misek
- Ergonomické rukojeti usnadňují přepravu
- Vhodné do inkubátoru

Technické parametry


Materiál: nerezová ocel



Stojánek pro Petriho misky o průměru 90 mm



Stojánek pro Petriho misky o průměru 55 mm



Stojánek pro Petriho misky o průměru 65 mm



Stojánek pro Petriho misky o průměru 150 mm

Průměr Petriho misek (mm)	Počet Petriho misek (ks)	Rozměry (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
55	36	21,5 x 27,2 x 13	1	M241055
65	36	21,5 x 30,4 x 13	1	M241065
90	36	26 x 37,6 x 13	1	M241090
150	16	35,6 x 37,8 x 13	1	M241150