

Stojánek na vialky PMMA

Transparentní stojánky na vialky pro autosamplery

- Silikonové nožičky pro lepší stabilitu a stohovatelnost
- Vhodné také pro mikrozkušavky s kónickým dnem

Technické parametry

Materiál:

PMMA



Popis	Průměr otvorů (mm)	Počet otvorů	Rozměry D x Š x V (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pro inserty vialek	8,5	5 x 10	173 x 95 x 20	1	R.TY95.1
Pro vialky ND8 až ND11	12	5 x 10	173 x 95 x 20	1	R.TY96.1
Pro vialky ND13	15,1	5 x 8	176 x 116 x 20	1	R.TY97.1
Pro vialky ND18 a ND20	24	5 x 5	160 x 160 x 30	1	R.TY98.1