

## Stojánek plovací na 5ml mikrozkušavky typu Eppendorf | BEL-ART

Autoklávatelný stojánek do vodních lázní vhodný i pro práci na stole

- Maximální kontakt mikrozkušavek s vodou a její snadné proudění zajišťuje dokonalou temperaturu vzorku v lázni
- Pevné uchycení mikrozkušavek brání uvolnění zkumavek ze stojánku
- Přimáčknutím nožiček stojánku k povrchu stolu uvolní mikrozkušavky a lze je snadno vyjmout
- Stojánek lze použít i pro ostatní mikrozkušavky o průměru 13 až 16 mm
- Držadla pro snadné přenášení na obou koncích stojánku

### Technické parametry

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Materiál:              | PP               |
| Rozměry:               | 270 × 79 × 54 mm |
| Teplota autoklárování: | 121 °C           |



| Popis                                  | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Plovací stojánek na mikrozkušavky 5 ml | 1           | A188155          |