

Stojánek plovací na mikrozkušavky

Čtvercový nebo kulatý stojánek, který plave i se zcela naplněnými zkumavkami

- Stojánky pro temperování mikrozkušavek 1,5 a 2,0 ml
- Pružné výstupky pevně přidržují mikrozkušavky ve stojánku
- Dlouhé nožičky stojánku zaručují, že se dna mikrozkušavek nedotknou povrchu stolu
- Kulaté stojánky s průměrem 66 mm pro nízké kádinky 400 ml, průměr 96 mm odpovídá nízkým kádinkám 1 000 ml

Technické parametry

Materiál: bíle probarvený PP

Teplotní rozsah: -70 až +100 °C



Stojánek plovací na mikrozkušavky

Tvar	Počet otvorů	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čtvercový	4 × 4	103 × 103 × 65	1	R507561
Kulatý	8	Průměr 66	1	R507261
Kulatý	20	Průměr 96	1	R507361