

Stojánek plovací na mikrozkušavky | BEL-ART

Autoklávatelný kulatý stojánek pro mikrozkušavky 1,5 ml

- Rozměry stojánků umožňují temperovat mikrozkušavky v nízkých kádinkách 400 ml a 1 000 ml
- Lehké přitisknutí stojánku k povrchu stolu, na doraz k nožičkám, jednoduše uvolní mikrozkušavky
- Stojánek plave i se zcela naplněnými zkumavkami, víčka zůstávají nad hladinou
- Stojánky lze autoklávat při max. 121 °C

Technické parametry

Materiál:	bíle probarvený PP
Průměr otvoru :	10,8 mm



Počet otvorů	Průměr stojánku (mm)	Pro kádinky (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
8	66	400	1	A887401
20	95	1 000	1	A887411