

Stojánek plovací na mikrozkušavky "PrepSafe" | BEL-ART

Barevné plovací stojánky pro mikrozkušavky s patentovaným systémem fixace

- Výstupek nad otvorem bezpečně fixuje zkumavku ve stojánku a zabrání otevření víčka
- Bezproblémové použití ve vodní nebo ledové lázni
- 4 nožičky zaručují stabilitu stojánku při odložení na stůl, úchyt usnadňuje manipulaci
- Po vložení mixovacího trnu lze vortexovat všechny mikrozkušavky najednou

Technické parametry

Materiál:	PP
Průměr:	95 mm
Kapacita :	12 mikrozkušavek 1,5 nebo 2,0 ml



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek "PrepSafe"	čirá	1	A187420.N
Stojánek "PrepSafe"	modrá	1	A187420.M
Stojánek "PrepSafe"	žlutá	1	A187420.Y
Stojánek "PrepSafe"	růžovořialová	1	A187420.R
Mixovací stojánek	čirá	1	A187421.N
Mixovací stojánek	modrá	1	A187421.M
Mixovací stojánek	žlutá	1	A187421.Y
Mixovací stojánek	růžovořialová	1	A187421.R
Mixovací trn	čirá	1	A187400

Mixovací stojánek - stojánek "PrepSafe" s mixovacím trnem