


Stojánek plovací pěnový na mikrozkušavky

Červený stojánek, který plave i se zcela naplněnými zkumavkami

Technické parametry

Materiál:	červený pěnový PE
Teplotní rozsah:	–80 až +80 °C
Průměr otvoru :	5 mm



Stojánek plovací pěnový na mikrozkušavky

Pro mikrozkušavky	Počet otvorů	Tvar	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
jednotlivé 0,2/0,5/0,65 ml	10	Kulatý	průměr 70	1	I283931
PCR stripy 8 × 0,2 ml	4 × 8	Čtvercový	80 × 80	1	I284031