

Stojánek pro 7 pipet | SOCOREX

Stojánek pro jednokanálové automatické mikropipety

- Originální stojánek Socorex pro modely 825 a 826, vhodný i pro pipety ostatních výrobců

Technické parametry

Materiál: polyamid (PA6)

Teplotní odolnost: -30 až +80 °C (krátkodobě +140 °C)



Stojánky pro 7 pipet

Popis	Barva	Katalogové číslo
Stojánek pro 7 pipet	modrá	S832337.M
Stojánek pro 7 pipet	žlutá	S832337.Y
Stojánek pro 7 pipet	zelená	S832337.Z
Stojánek pro 7 pipet	světle šedá	S832337.G
Stojánek pro 7 pipet	růžová	S832337.R