

Stojánek UniRack Jr. | SIMPORT

Oboustranný stojánek pro zkumavky a mikrozkušavky

- Třetinová kapacita ve srovnání se stojánky UniRack
- Druhá strana pro mikrozkušavky 0,2 a 0,5 ml
- Jedna strana pro zkumavky a mikrozkušavky o průměru 10 až 12 mm
- Možné použít v rozmezí teplot -196 °C až +121 °C
- Stojánek lze autoklávkovat po dobu 30 minut při 121 °C

Technické parametry

Materiál:	PP
Kapacita jedné strany:	25 zkumavek průměru 10 až 12 mm (zkumavky 10 × 75 mm a 12 × 75 mm, zamrazovací zkumavky 1 až 5 ml, mikrozkušavky 1,5 a 2,0 ml a mikrozkušavky se šroubovacími víčky 0,5, 1,5 a 2,0 ml)
Kapacita druhé strany:	16 mikrozkušavek 0,2 a 0,5 ml
Rozměry:	67 × 65 × 27 mm



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek UniRack Jr.	modrá	1	U500250.M
Stojánek UniRack Jr.	červená	1	U500250.R
Stojánek UniRack Jr.	žlutá	1	U500250.Y