

Stojánek univerzální pro zkumavky od 15 do 50 ml | HEATHROW SCIENTIFIC

Nastavitelné otvory pro zkumavky různých průměrů

- Stojánek pro 12 stejných zkumavek s alfanumerickým popisem otvorů pro snadnou orientaci
- Otevření clony otvoru lze provést otočením knoflíku na horní straně stojánku, nebo prostým vsunutím odpovídající zkumavky
- Výrazné postranní úchyty usnadňují přenášení
- Stojánek nelze autoklávovat

Technické parametry

Materiál:	PP
Průměr otvoru :	16 až 30 mm
Kapacita stojánku:	12 stejných zkumavek 15 až 50 ml
Rozměry:	194 × 140 × 51mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Univerzální stojánek pro zkumavky	1	I493141