

Stojánky a přihrádky s magnetickým úchytem MagLab™ | HEATHROW SCIENTIFIC

Plastové držáky pro zkumavky, mikropipety, krabice ubrousků a drobné laboratorní pomůcky

- 4 silné magnety na zadní straně každého držáku pro bezpečné uchycení na většinu kovových povrchů
- Samolepicí kovová destička pro připevnění na nekovové plochy je součástí dodávky - vytvořte si magnetickou plochu pro připevnění držáků kdekoli vám to bude vyhovovat
- Box na laboratorní ubrousky a přihrádka na různé drobné předměty - tužky, popisovače, nůžky apod.
- Stojánek na 50 ml a 15 ml centrifugační zkumavky
- Univerzální stojánek na 2 automatické mikropipety
- Sada MagLab™ obsahuje oba stojánky, box na ubrousky a přihrádku na drobné předměty

Technické parametry

Materiál:	ABS
Kapacita stojánku na zkumavky:	4 x 50 ml a 9 x 15 ml
Kapacita boxu na laboratorní ubrousky:	1 krabice ubrousků 11 x 21 cm (kat. č. R226481)



Kovová destička pro nekovové povrchy



Zadní strana kovové destičky



Box na laboratorní ubrousky



Stojánek na centrifugační zkušavky



Stojánek na centrifugační zkušavky zezadu



Stojánek na mikropipety



Příhrádka na drobné předměty

Popis	Barva	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Box na laboratorní ubrousky	zelená	130 x 91 x 98	1	R.ACL3.1
Stojánek na mikropipety	fialová	131 x 112 x 76	1	R.ACL5.1
Příhrádka na drobné předměty	oranžová	130 x 78 x 102	1	R.ACL6.1
Sada MagLab™		522 x 112 x 102	4	R.ACL6.9