

Stojánky na mikrozukumavky stupňovité

Stojánky na 1,5 a 2ml mikrozukumavky s očíslovanými pozicemi 1 až 20 ve 2 řadách nad sebou




Stojánek stupňovitý bílý

Autoklárovatelný robustní stojánek

Technické parametry

Materiál:	bílý PP
Rozměry:	90 × 210 × 49 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek stupňovitý bílý	1	K000296



Stojánek stupňovitý modrý

Stojánek s výřezem pro snadné přenášení. Stojánek lze snadno spojovat do řady.

Technické parametry

Materiál:	PP
-----------	----

Rozměry:

90 × 210 × 50 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek stupňovitý modrý	1	R439071



Stojánek stupňovitý modrý