


Stojánky pro pipety Transferpette® | Brand

Různé modely stojánků na automatické pipety, od závěsných po otáčené

- Závěsné držáky pro uchycení na polici nebo na zeď, pro snadnou manipulaci s jednokanálovými a multikanálovými pipetami
- Otáčený stojánek umožňuje rychle vybrat potřebnou pipetu
- Individuální stojánky pro postavení na stole lze použít i pro elektronické pipety



Otočný stojánek pro 6 jednokanálových nebo multikanálových pipet



úchyťový systém stojanu



Individuální stojánek pro pipety do 1 000 µl



Individuální stojánek pro pipetu 250-5 000 µl

Popis	Katalogové číslo
Držák na polici pro 1 pipetu	P704811
Držák na zeď pro 1 pipetu	P704812
Otočný stojánek pro 6 jednokanálových nebo multikanálových pipet	P704807
Individuální stojánek pro pipety do 1 000 µl	P705385
Individuální stojánek pro pipetu 250-5 000 µl	P705386
Individuální stojánek pro multikanálové pipety	P703440