

STREPTOMYCIN SULFÁT

Bakteriostatické antibiotikum


CAS: 3810-74-0

Vzorec: C₄₂H₈₄N₁₄O₃₆S₃

- Bakteriostatické antibiotikum účinné proti mykobateriím, gram-negativním kokům a proti gram-negativním bakteriím obecně
- Vyvolává translační chyby při interakci s ribisomálními 30S jednotkami

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	1457,38
Zásobní roztok:	10-50 mg/ml v H ₂ O (skladování při -20°C)
Pracovní koncentrace:	10-100 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H302-H361



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 720 I.U./mg, pro biochemii	10 g	sklo	R 02361
min 720 I.U./mg, pro biochemii	25 g	sklo	R 02362
min 720 I.U./mg, pro biochemii	50 g	sklo	R 02363
min 720 I.U./mg, CELLPURE®, pro buněčné kultury (endotoxiny max 0,25 E.U./mg)	10 g	sklo	I 86666
min 720 I.U./mg, CELLPURE®, pro buněčné kultury (endotoxiny max 0,25 E.U./mg)	25 g	sklo	I 86667
min 720 I.U./mg, CELLPURE®, pro buněčné kultury (endotoxiny max 0,25 E.U./mg)	50 g	sklo	I 86668