

**STŘÍBRO - standard pro ICP-OES**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** Ag

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- "Traceable to SRM from NIST"

**Technické parametry**

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bezp. věty (GHS):                        | H290-H315-H319-H314-H412                          |
| Garantovaná čistota:                     | ±0,2 %                                            |
| Počet měřených stopových nečistot (ppt): | max 70                                            |
| Expirace:                                | 24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od otevření |
| Materiál láhve:                          | HDPE                                              |

| Sloučenina        | Koncentrace (mg/l) | Matrice             | Objem (ml) | Katalogové číslo |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------|
| AgNO <sub>3</sub> | 1 000              | 2% HNO <sub>3</sub> | 100        | R.2468.1         |
| AgNO <sub>3</sub> | 1 000              | 2% HNO <sub>3</sub> | 250        | R.2468.2         |
| AgNO <sub>3</sub> | 10 000             | 4% HNO <sub>3</sub> | 100        | R.2544.1         |