

Stříčka úzkohrdlá PE barevná | VITLAB

Stříčka s pevnou trubičkou

Technické parametry

Materiál láhve:	ve hmotě probarvený PE
Materiál víčka a trubičky:	bezbarvý PP
Hrdlo:	GL 25, vnitřní průměr 20 mm



Stříčka barevná PE

Barva	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška bez víčka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
červená	250	58	135	1	R652351.R
modrá	250	58	135	1	R652351.M
zelená	250	58	135	1	R652351.Z
žlutá	250	58	135	1	R652351.Y
červená	500	74	180	1	R653051.R
modrá	500	74	180	1	R653051.M
zelená	500	74	180	1	R653051.Z
žlutá	500	74	180	1	R653051.Y