

Stripovací pufr ROTI® Free

Pufr pro šetrné odstranění navázaných protilátek

- Účinné odstranění primárních a sekundárních protilátek a také chemiluminiscenčních barviv z membrány
- Vhodný pro nitrocelulóзовé a PVDF membrány
- Kompatibilní s fosfátovým (PBS/PBST) a Tris (TBS/TBST) pufrům

Technické parametry

Teplota skladování:

+15-25 °C



Stripovací pufr ROTI® Free

- Pufr s přísávkem β -merkaptoethanolu
- Stripování na základě proteinové denaturace
- Membrány s protilátkami, které jsou konjugované s HRP, je nutné inkubovat v pufru 30 minut při teplotě 56 °C
- Membrány s protilátkami, které jsou konjugované s AP, je nutné inkubovat v pufru 30-60 minut při teplotě 70 °C

Technické parametry

Bezpečnost (GHS):

H317-H319-H412, P280 P302+P352 P305+P351+P338

Popis	Balení	Katalogové číslo
Stripovací pufr ROTI® Free	250 ml	R.0083.2
Stripovací pufr ROTI® Free	1 l	R.0083.1
Stripovací pufr ROTI® Free	2,5 l	R.0083.3

Stripovací pufr ROTI® Free 2.0

- Složení bez β -merkapt ethanolu a DTT
- Díky nízkému pH pufru se mění konformace protilátek, což umožňuje šetrné odstranění všech molekul navázaných na epitopech
- Inkubace membrány v pufru při pokojové teplotě po dobu 15-60 minut za stálého míchání

Technické parametry

Bezp.věty (GHS): H290-H319, P305+P351+P338 P337+P313 P406

pH: 2,0 - 2,2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Stripovací pufr ROTI® Free 2.0	250 ml	R.3319.1
Stripovací pufr ROTI® Free 2.0	1 l	R.3319.2

Stripovací pufr ROTI® Free 2.2 plus

- Vhodný pro **odstranění vysokoafinitních protilátek** a chemiluminiscenčního barvení
- Složení bez β -merkapt ethanolu a DTT, navíc obsahuje Tween 20
- Díky nízkému pH pufru se mění konformace protilátek, což umožňuje šetrné odstranění všech molekul navázaných na epitopech
- Inkubace membrány v pufru při pokojové teplotě po dobu 30-60 minut za stálého míchání
- Zahřátí na 65 °C může zlepšit výsledek stripování

Technické parametry

Bezp.věty (GHS): H290, P390

pH: 2,0 - 2,2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Stripovací pufr ROTI® Free 2.2 plus	250 ml	R.3337.1
Stripovací pufr ROTI® Free 2.2 plus	1 l	R.3337.2