

Stylová dětská trika s laboratorními motivy

Stylová trika s originálními laboratorními motivy v dětské velikosti

- Velikost triček: 10 let
- Kvalitní a velmi příjemný materiál
- Každým tričkem přispějete 60 Kč na [FOD Klokánek Štěřboholy](#)

Technické parametry

Materiál:

100% bavlna



Motiv	Barva	Katalogové číslo
Laboratorní potřeby	bílá	P992202
Laboratorní potřeby	černá	P992201
Baňka	fialová	P992216
Nálevka	světle modrá	P992215