

Stylová nerezová lahev na vodu

Nerezová lahev s vylaserovaným stylovým laboratorním motivem

- Pořízením lahve přispějete 60 Kč na [FOD Klokánek Štěřboholý](#)
- Elegantní a naprosto ekologická lahev na vodu
- Bude se vám z ní dobře osvěžovat
- Vhodná na sport i do divadla
- BPA free – neobsahuje bisfenol A
- Nevhodná pro perlivé nápoje
- Neumývejte ji v myčce, rychle se tak zničí

Technické parametry

Barva:	černá
Materiál:	nerezová ocel, víčko - plast



Stylová nerezová lahev na vodu



Stylová nerezová lahev na vodu - víčko

Objem (ml)	Katalogové číslo
500	P992102