

STYREN


vinylbenzen

CAS: 100-42-5

Vzorec: C₈H₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	104,15
Hustota:	0,91 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H315-H319-H332-H361d-H372



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu stabilizovaný	100 ml	R.2641.7
min 99,5 %, pro syntézu stabilizovaný	500 ml	R.2641.1
min 99,5 %, pro syntézu stabilizovaný	1 l	R.2641.2
min 99,5 %, pro syntézu stabilizovaný	2,5 l	R.2641.3