

SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT

kyselina jantarová disodná sůl hexahydrát


CAS: 6106-21-4

Vzorec: $C_4H_4O_4Na_2 \cdot 6 H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

270,15



SUKCINÁT SODNÝ HEXAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98%, pro biochemii	100 g	R.3195.1
min 98%, pro biochemii	500 g	R.3195.2
min 98%, pro biochemii	1 kg	R.3195.3
min 98%, pro biochemii	2,5 kg	R.3195.4
min 98%, pro biochemii	10 kg	R.3195.5