

SULFID SODNÝ HYDRÁT

siriník sodný

CAS: 27610-45-3**Vzorec:** Na₂S · x H₂O**Technické parametry**Molekulová hmotnost: 78,04 + x H₂O

Bezpeč. věty (GHS): H301+H311-H314-H400-EUH031

SULFID SODNÝ HYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
60-62 %, p.a.	500 g	S 29101

SULFID SODNÝ HYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 60 %, vločky	1 kg	S 29501
min 60 %, vločky	5 kg	S 29502